

BOLSA T-BOW®
UTILIZACIÓN, INDICACIONES, SEGURIDAD Y GARANTÍA DE LA BOLSA T-BOW®

Utilización:

La Bolsa T-BOW® está fabricada con lona azul y tiene dos asas por lado hechas con cinta de alta resistencia.

La Bolsa T-BOW® está diseñada para llevarla colgada en el hombro o agarrada con la mano, gracias a sus dos tipos de asas.

La Bolsa T-BOW® es útil para transportar hasta 2 T-BOW® y sus respectivos T-Band Sets protegidos de forma práctica e higiénica.

Indicaciones:

- Se aconseja lavar la Bolsa T-BOW® con agua fría y jabón neutro para mantenerla en buenas condiciones.

- La tela de la Bolsa T-BOW® permite la estampación de cualquier imagen o logo. Si están interesados en imprimirle el logo T-BOW® o alguna imagen T-BOW® pueden contactar con T-Bow Fitness vía email (info@t-bowfitness.com) y le enviaremos la imagen solicitada.

Seguridad:

- La Bolsa T-BOW® está preparada para soportar eficazmente un máximo de 2 T-BOW® de Madera (aproximadamente 10 kg). Es aconsejable no sobrecargarla con más de 12 kg.

Garantía: La vida útil de la Bolsa T-BOW® depende del desgaste natural de su lona y de su uso. Por ello, la Bolsa T-BOW® no está sujeta a ninguna garantía.

Marzo-2007



BOLSA T-BOW®

**IDEAL PARA 1-2 T-BOW® Y T-BAND SETS
OPCIONES: COLGADA Y EN MANO**



**BOLSA T-BOW® - CREADA Y DISEÑADA PARA T-BOW FITNESS
MAYO 2007**